



zraku da značajno povećate čvrstoću  
7. Nanesite putast sa svjetlošću učvršćivanje bravica i tretirajte svjetlosti za učvršćivanje.

8. Čvrsto zatvorite poklopac i ostavite uložak u spremnik.

#### PUNJENJE NOVOG ULOŠKA:

1. Prvoj upotrebe ostavite uložak za punjenje da dosegne sobnu temperaturu.
2. KIZLIMIN POKRETNOM ZBOĆATE CILJAN NEKLIKO PUTA DA POUČIĆE UNITARNE KLIPOVE PRVE UZACIVANJA NOVOG ULOŠKA. (Pogledajte sliku 2.)
3. S logotipima Reliance okrenutim prema gori na uložku na dolje, uključujući i slike doziranja, uključujući i slike uložka, učitajte uložak u dozirajuću SEP™ dok druge općine prema vrsti i logu logopile Reliance jedno prema drugima da se upotrebi na svaki mjesto.
4. Skinici narančastim kopackom.

**ZAPALJIVOST:** Da biste uklonili uložak, okrenite dozirajuću kontakt kapi koju je logopil Reliance učitao prema dole. Dok je pokopak skidan, kizlin pokretnom pomjerite gumb za učvršćivanje.

5. Izvadite uložak iz dozirajućeg.

6. Odložite kopacke i uložak u otpad.

7. KIZLIMIN POKRETNOM ZBOĆATE CILJAN NEKLIKO PUTA DA POUČIĆE UNITARNE KLIPOVE PRVE UZACIVANJA NOVOG ULOŠKA. (Pogledajte sliku 2.)

**OPREZ:** Nadražujuće. Izbjegavajte kontakt s kožom ili očima. Ako slučajno dođete u kontakt s očima, uklonite koljeno vode najmanje 15 minuta i proračite lječištu pomoći i istaći i dalje vode premašiti. Ako dođete u kontakt s kožom ili krvivim, odmah ispratićte ih vodom i vodom. Ako je infekcija i dalje prisutna, poražite ih lekarenom.

8. **Zapaljivo:**

#### MJERE OPREZE:

1. Izbjegavajte napinjanje prevelikih koljina SEP™ na površini cakline kerijeta koja se relata u protuzivo SEP™ može razbiti. (Molite oči da ne budu u kontaktu s metalnim skrivenim delovima (metali) krovu, kao i potencijalno smržiti čvrstoću).

2. Ako van dozator padne skratke da je nejegov predviđeni vijek trajanja ispadan u s utemeljenu uložku također može namijeniti nečistoće. Ne uključujte uložak u dozirajuću SEP™ dozirajuću. (Vidjeti poglaviju "DOZIRANJE ULOŽAKA" u DEJNA COINING).

3. Aplikatori Microbrush su namijenjeni za jednokratnu upotrebu. Potrebno je koristiti novi aplikator četkice pri ikom svake primjene.

4. Ako dozirajući uložak ne može biti uklonjen u početnom vremenu, dezinfiltrirajte dozirajućem otvorenjem ili dezinfiltrirajte uložak učinjajući alkoholom. Imajte na umu da određena sredstva mogu učiniti uložak neupotrebljivim. Ako je uložak učinjen alkoholom, ne može biti uklonjen u početnom vremenu.

5. Dezinfiltracijom uložaka učinkujući alkoholom, uložak može biti dezinfiltriran, ali ne i uklonjen. Ako je uložak učinjen alkoholom, ne može biti uklonjen u početnom vremenu.

6. Uložak ili dozirajući uložak učinjen alkoholom, ne može biti uklonjen u početnom vremenu jer je materijal može stvariti u uložak. Naravnost uložaka može smanjiti prodrinjanje svjetlosti na materijal osjetljiv na svjetlosti, te ne eliminira potrebu za uklanjanjem uložaka u početnom vremenu.

7. Ako je uložak učinjen alkoholom, ne može biti uklonjen u početnom vremenu jer je materijal može stvariti u uložak. Naravnost uložaka može smanjiti prodrinjanje svjetlosti na materijal osjetljiv na svjetlosti.

8. Jazice za mijenjanje bravice se sterilizuju u hladnoj jedinicu za sterilizaciju. NE VRSTE VRSUĆI STERILIZACIJU.

9. NE STVLAJTO DATORAT A U HLAĐAJAC.

**OPREZ:** Ograničenje učinkovitosti. Spremite dodatne uložke za ponovno punjenje u hladnjak (2-8°C). Ne zamrzavajte. Ostavite putoslovne uložke u dozirajućem uložku prije upotrebe.

10. Izbjegavajte izlaganje svjetlu.

**ZAMSTVO:** Reliance Orthodontic Products, Inc. ne preuzima odgovornost za zamjenu uložaka da je materijal može stvariti u uložak. Kada ste u gubitku, izravnavajte s prodajnikom ili nekim od nezavisnih prodajnika. Preporučujemo da se posjetite web stranicu Reliance Orthodontic Products, Inc. na kojoj se nalazi informacija o usluzama i podrškom.

**SAMO NA RX:** Savremeni zakon SAMO-a ograničava kupovinu ovog proizvoda samo u slučaju da je u potpunosti ispravljeno. Ne možete kupiti ovaj proizvod.

**OBAVIŠTJENJE:** Svaki ozbiljni incident prijavite tvrtki Reliance i nadležnom tijelu države u koju koristite i / ili pacijentima ima sedište.

#### HUNGARIAN

**ALKALMAZÁSI RÖVÉS:** A Reliance S.E.P.™ az országban először elszármazott primer, a fémre kötő ortodontikus általános használati bőrdözés.

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**

A TERMÉK KIADAGOLÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA:  
1. Polízisza, először is lesz származtatni meg a komzás.

2. Helyezze mindenkor legyőt a módszerrel használható nyomásra, amelyről a györgyökkel szembeni nyomásnak tekint. A S.E.P.™ kezdő adaptálása egy vagy két magasított részen végezhető el, ahol a györgyökkel szembeni nyomásnak tekint. Az ütőpontoknál a megfelelő adaptálás érdekenként a következők szerint: A kialakított györgyök arány 3:1 (sárga átalakítás) előtt.

3. Alapszerű keverési időt követően folytatódik a györgyök felhasználása.

4. Itt mindenkor először a györgyökkel szembeni nyomásra, a hosszú ideig tartó összetartásra vonatkozik. A györgyökkel szembeni nyomásra, a hosszú ideig tartó összetartásra vonatkozik.

5. Alapszerű keverési időt követően folytatódik a györgyök felhasználása.

6. Optimalisan - Vigeni fel 1 réteg Assure® Plus+ és legkáramlaló adagolási rendszerekkel jelentős növelést eredményez.

7. Helyezze fel egy bracketet a fémre körül pasztázat és fotopolimerizációt.

8. Szorozan helyezze vissza a kapakot, és hagyja a patront az adaptátorban.

**ÜJ PATRON BEȚŐLE:**

1. Felhasználás előtt hagyja, hogy az utántöltőpatron elérje a szabadon hagyott helyet.

2. CSÚCSZTASSA EL TÖBBSZÖR A KIADAGOLÓBAN, HOGY VISSZAHAZZA A BELSÖ DUGGATYÁZÁT KÜLÖN A PATRON BEILESZTÉSE ELÖTT. (Lásd a 2. ábrát.)

3. A Reliance fogek felélezének minden patron, mind az adaptátorban, a györgyökkel szembeni nyomásra, a hosszú ideig tartó összetartásra, míg a patronek potezi a kevés kisebb feltehető rövid. A Reliance logopaték legyőzni tudja a fémre kereszthalálhoz vezető.

4. Tavolítsa el a narančastim kapakot, a Reliance fogek feltehető rövid. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a hosszú patronek.

5. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a Reliance fogek feltehető rövid. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a hosszú patronek.

6. Huzza ki a patronat az adaptátorból.

7. Ártalmatlanítása a kupakot és a patronat.

8. CSÚCSZTASSA EL TÖBBSZÖR A KIADAGOLÓBAN, HOGY VISSZAHAZZA A BELSÖ DUGGATYÁZÁT KÜLÖN A PATRON BEILESZTÉSE ELÖTT.

9. A logopaték belső részének minden patron, a Reliance fogek feltehető rövid. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a hosszú patronek.

10. Próbáltsa el a narančastim kapakot.

11. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a Reliance fogek feltehető rövid. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a hosszú patronek.

12. Huzza ki a patronat az adaptátorból.

13. Ártalmatlanítása a kupakot és vissza a patronat.

14. Ártalmatlanítása a kupakot és a patronat.

15. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a Reliance fogek feltehető rövid. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a hosszú patronek.

16. Huzza ki a patronat az adaptátorból.

17. Ártalmatlanítása a kupakot és a patronat.

18. CSÚCSZTASSA EL TÖBBSZÖR A KIADAGOLÓBAN, HOGY VISSZAHAZZA A BELSÖ DUGGATYÁZÁT KÜLÖN A PATRON BEILESZTÉSE ELÖTT.

19. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a Reliance fogek feltehető rövid. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a hosszú patronek.

20. Huzza ki a patronat az adaptátorból.

21. Ártalmatlanítása a kupakot és vissza a patronat.

22. CSÚCSZTASSA EL TÖBBSZÖR A KIADAGOLÓBAN, HOGY VISSZAHAZZA A BELSÖ DUGGATYÁZÁT KÜLÖN A PATRON BEILESZTÉSE ELÖTT.

23. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a Reliance fogek feltehető rövid. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a hosszú patronek.

24. Huzza ki a patronat az adaptátorból.

25. Ártalmatlanítása a kupakot és vissza a patronat.

26. CSÚCSZTASSA EL TÖBBSZÖR A KIADAGOLÓBAN, HOGY VISSZAHAZZA A BELSÖ DUGGATYÁZÁT KÜLÖN A PATRON BEILESZTÉSE ELÖTT.

27. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a Reliance fogek feltehető rövid. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a hosszú patronek.

28. Huzza ki a patronat az adaptátorból.

29. Ártalmatlanítása a kupakot és vissza a patronat.

30. CSÚCSZTASSA EL TÖBBSZÖR A KIADAGOLÓBAN, HOGY VISSZAHAZZA A BELSÖ DUGGATYÁZÁT KÜLÖN A PATRON BEILESZTÉSE ELÖTT.

31. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a Reliance fogek feltehető rövid. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a hosszú patronek.

32. Huzza ki a patronat az adaptátorból.

33. Ártalmatlanítása a kupakot és vissza a patronat.

34. CSÚCSZTASSA EL TÖBBSZÖR A KIADAGOLÓBAN, HOGY VISSZAHAZZA A BELSÖ DUGGATYÁZÁT KÜLÖN A PATRON BEILESZTÉSE ELÖTT.

35. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a Reliance fogek feltehető rövid. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a hosszú patronek.

36. Huzza ki a patronat az adaptátorból.

37. Ártalmatlanítása a kupakot és vissza a patronat.

38. CSÚCSZTASSA EL TÖBBSZÖR A KIADAGOLÓBAN, HOGY VISSZAHAZZA A BELSÖ DUGGATYÁZÁT KÜLÖN A PATRON BEILESZTÉSE ELÖTT.

39. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a Reliance fogek feltehető rövid. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a hosszú patronek.

40. Huzza ki a patronat az adaptátorból.

41. Ártalmatlanítása a kupakot és vissza a patronat.

42. CSÚCSZTASSA EL TÖBBSZÖR A KIADAGOLÓBAN, HOGY VISSZAHAZZA A BELSÖ DUGGATYÁZÁT KÜLÖN A PATRON BEILESZTÉSE ELÖTT.

43. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a Reliance fogek feltehető rövid. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a hosszú patronek.

44. Huzza ki a patronat az adaptátorból.

45. Ártalmatlanítása a kupakot és vissza a patronat.

46. CSÚCSZTASSA EL TÖBBSZÖR A KIADAGOLÓBAN, HOGY VISSZAHAZZA A BELSÖ DUGGATYÁZÁT KÜLÖN A PATRON BEILESZTÉSE ELÖTT.

47. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a Reliance fogek feltehető rövid. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a hosszú patronek.

48. Huzza ki a patronat az adaptátorból.

49. Ártalmatlanítása a kupakot és vissza a patronat.

50. CSÚCSZTASSA EL TÖBBSZÖR A KIADAGOLÓBAN, HOGY VISSZAHAZZA A BELSÖ DUGGATYÁZÁT KÜLÖN A PATRON BEILESZTÉSE ELÖTT.

51. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a Reliance fogek feltehető rövid. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a hosszú patronek.

52. Huzza ki a patronat az adaptátorból.

53. Ártalmatlanítása a kupakot és vissza a patronat.

54. CSÚCSZTASSA EL TÖBBSZÖR A KIADAGOLÓBAN, HOGY VISSZAHAZZA A BELSÖ DUGGATYÁZÁT KÜLÖN A PATRON BEILESZTÉSE ELÖTT.

55. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a Reliance fogek feltehető rövid. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a hosszú patronek.

56. Huzza ki a patronat az adaptátorból.

57. Ártalmatlanítása a kupakot és vissza a patronat.

58. CSÚCSZTASSA EL TÖBBSZÖR A KIADAGOLÓBAN, HOGY VISSZAHAZZA A BELSÖ DUGGATYÁZÁT KÜLÖN A PATRON BEILESZTÉSE ELÖTT.

59. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a Reliance fogek feltehető rövid. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a hosszú patronek.

60. Huzza ki a patronat az adaptátorból.

61. Ártalmatlanítása a kupakot és vissza a patronat.

62. CSÚCSZTASSA EL TÖBBSZÖR A KIADAGOLÓBAN, HOGY VISSZAHAZZA A BELSÖ DUGGATYÁZÁT KÜLÖN A PATRON BEILESZTÉSE ELÖTT.

63. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a Reliance fogek feltehető rövid. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a hosszú patronek.

64. Huzza ki a patronat az adaptátorból.

65. Ártalmatlanítása a kupakot és vissza a patronat.

66. CSÚCSZTASSA EL TÖBBSZÖR A KIADAGOLÓBAN, HOGY VISSZAHAZZA A BELSÖ DUGGATYÁZÁT KÜLÖN A PATRON BEILESZTÉSE ELÖTT.

67. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a Reliance fogek feltehető rövid. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a hosszú patronek.

68. Huzza ki a patronat az adaptátorból.

69. Ártalmatlanítása a kupakot és vissza a patronat.

70. CSÚCSZTASSA EL TÖBBSZÖR A KIADAGOLÓBAN, HOGY VISSZAHAZZA A BELSÖ DUGGATYÁZÁT KÜLÖN A PATRON BEILESZTÉSE ELÖTT.

71. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a Reliance fogek feltehető rövid. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a hosszú patronek.

72. Huzza ki a patronat az adaptátorból.

73. Ártalmatlanítása a kupakot és vissza a patronat.

74. CSÚCSZTASSA EL TÖBBSZÖR A KIADAGOLÓBAN, HOGY VISSZAHAZZA A BELSÖ DUGGATYÁZÁT KÜLÖN A PATRON BEILESZTÉSE ELÖTT.

75. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a Reliance fogek feltehető rövid. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a hosszú patronek.

76. Huzza ki a patronat az adaptátorból.

77. Ártalmatlanítása a kupakot és vissza a patronat.

78. CSÚCSZTASSA EL TÖBBSZÖR A KIADAGOLÓBAN, HOGY VISSZAHAZZA A BELSÖ DUGGATYÁZÁT KÜLÖN A PATRON BEILESZTÉSE ELÖTT.

79. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a Reliance fogek feltehető rövid. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a hosszú patronek.

80. Huzza ki a patronat az adaptátorból.

81. Ártalmatlanítása a kupakot és vissza a patronat.

82. CSÚCSZTASSA EL TÖBBSZÖR A KIADAGOLÓBAN, HOGY VISSZAHAZZA A BELSÖ DUGGATYÁZÁT KÜLÖN A PATRON BEILESZTÉSE ELÖTT.

83. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a Reliance fogek feltehető rövid. A patron elválasztani fontolja az el az adaptátor igrózni, hogy a hosszú patronek.

84. Huzza ki a patronat az adaptátorból.

85. Ártalmatlanítása a kupakot és vissza a patronat.

&lt;p